

9. Расшифровка сообщений на дисплее







ОПИСАНИЕ	ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
	во время работы на дисплее появляется символ «батарея»	батареи разряжены, но все же можно сделать несколько измерений
	на дисплее одновременно отображаются символ «E.1» и символ или устройство вообще не включается.	батареи полностью разряжены
	на дисплее отображается символ «H.4».	температура в помещении слишком высокая (выше 45 °C)
	на дисплее попеременно отображается символ «Lo.5» и температурное значение	температура в помещении ниже 10 °C
	на дисплее непрерывно отображается символ «Lo.5»	температура в помещении ниже минимально допустимого рабочего предела
	на дисплее попеременно отображается символ «H.2» и температурное значение	полученные температурные показания 40 °C или больше
	на дисплее непрерывно отображается символ «H.2»	полученные температурные показания выше 42,5 °C
	на дисплее попеременно отображается символ «Lo.3» и температурное значение (для модели 700A2)	при измерении температуры тела температурные показания ниже минимально допустимых в этом режиме (<34,0°C)
	на дисплее непрерывно отображается символ «Lo.3»	температурные показания ниже 34,0 °C
	на дисплее отображается обратный отсчет в минутах и секундах	термометр выполняет автоматическую калибровку AQCS
	температура помещения на дисплее сопровождается символом «RE»	термометр подвергся быстрой автоматической или ручной калибровке
	на дисплее непрерывно отображается символ «E.6»	температура термометра изменяется слишком быстро
	на дисплее непрерывно отображается символ «E.8»	процесс сканирования температуры не был завершен, или термометр находится в зоне сильного электромагнитного излучения

10. Устранение неполадок

- Дисплей не включается - батареи полностью разряжены или неправильно установлены: **замените батареи** или повторно установите их **правильной полярностью** (см. пункт 11)
- При измерении вы видите две проекционные точки вместо одной: **перемещайте термометр ближе или дальше от объекта измерения до тех пор пока две проекционные точки не сольются в одну** (рис. 5)
- Проекционные точки плохо видно - освещение в помещении слишком яркое: **создайте тень или уменьшите освещение**.
- Сенсор поврежден или вода попала внутрь термометра: **обратитесь в сервис для технического обслуживания**.
- Показания температуры термометра слишком низкие: **убедитесь, что соблюдены все условия, указанные в пункте 2 данной инструкции**.
- Показания температуры термометра слишком высокие: **убедитесь, что соблюдены все условия, указанные в пункте 2 данной инструкции**.
- Термометр не реагирует на нажатие кнопок или не возвращается в режим ожидания после проведения измерений, или проекционные лучи остаются включенными после того как вы закончили измерения: **перезагрузите термометр, путем извлечения и установки назад элементов питания**.

Рис.1

- Температурный сенсор
- Окно сенсора
- Корпус термометра
- Проекционные лучи
- Кнопка "FACE" для измерения температуры тела (лоб) (для мод. 01500A3)
- Кнопка "ON" для проведения измерений температуры (для мод. 0700A2)
- Кнопка «НОМЕ» для измерения температуры жидкостей пищи и предметов (для мод. 01500A3)
- Кнопка "Mem" - память
- ЖК-дисплей
- Защитный колпачок
- Наклейка с серийным номером
- Батарейный отсек (4 батареи тип AAA)



11. Замена элементов питания

- Нажмите на выступ, на нижней части корпуса термометра, обозначенный двумя стрелками и фразой «PUSH TO OPEN» и откройте крышку батарейного отсека как показано на рис. 10
- Извлеките старые батареи и утилизируйте их в спелконтэйнер предназначенный для утилизации использованных элементов питания.
- Установите 4 новые батареи типа AAA предпочтительно ALKALINE, тщательно соблюдая полярность

- указанную внутри корпуса батарейного отсека.
- Закройте крышку батарейного отсека.
- Перед проведением измерений оставьте термометр на 20 минут для автоматической калибровки или выполните ручную быструю калибровку MQCS (см. пункт 8.2).
- Извлеките термометр из батарейного отсека, если вы не планируете использовать термометр в течение долгого времени.**

12. Очистка прибора

Очистка окна датчика: Высокоточный сенсор термометра (рис.1 пункт 1) требует деликатного обращения с ним. Поэтому, когда термометр не используется, рекомендуется держать защитный колпачок закрытым. Если необходимо удалить пыль или грязь с рабочего окна датчика термометра или сенсора в его основании, используйте ватный тампон, слегка смоченный спиртом. Удалите всю грязь и убедитесь в том, что загрязнения окна датчика удалены. Не используйте другие предметы или жидкости для очистки, так как поверхность рабочего окна датчика термометра или сенсора может быть легко поцарапана или повреждена. Никогда не допускайте попадания жидкости в датчик термометра и его сенсор. Очистка корпуса термометра: Для очистки корпуса термометра используйте мягкую ткань, смоченную водой и мылом. После очистки рекомендуется протереть корпус термометра дезинфицирующим средством на основе гипохлорита натрия. Не используйте термометр в течении 30 минут после проведения процедуры очистки.

Гарантийные обязательства

Tecnimed s.r.l. гарантирует работоспособность прибора в течение 12 месяцев со дня покупки (указывается в кассовом чеке или другом фискальном документе). Для технического обслуживания прибора следуйте инструкции пользователя. Гарантия не распространяется на элементы питания и любые повреждения, вызванные дефектами или разрядами (утечками) элементов питания или повреждением корпуса из-за небрежного обращения с прибором или неправильного его использования. Гарантия также аннулируется, если: - изделие повреждено или было использовано ненадлежащим образом;

- этикетка с серийным номером на задней стороне прибора удалена, повреждена или стала нечитаемой;
 - прибор вскрывался или ремонтировался неавторизованным сервисным центром,
 - прибор был поврежден из-за несоблюдения инструкции, приведенных в этом руководстве.
- Если вам требуется техническая поддержка - обратитесь к производителю или вашему дилеру. Ни при каких обстоятельствах продавец и завод-изготовитель Tecnimed не несут ответственности за ущерб, возникший в ходе эксплуатации прибора.

